

Техническое задание

<p>Морцеллятор Лапараскоп ический 12/15 мм</p>	<p>Морцеллятор, электромеханический хирургический универсальный, диаметр ножа 12/15 мм., морцеллятор для лапароскопического доступа, состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мотор с полым валом, тупоконечный обтуратор 12мм, - тупоконечный обтуратор 15мм, канюля троакара 12 мм скошенная, - канюля троакара 15 мм. скошенная, - рукоятка, нож лапароскопический 12 мм, нож лапароскопический 15 мм, - клапан мотора 12 мм, - клапан мотора 15 мм, - уплотнительный колпачок, - одноразовый 10 шт., - набор дистанционных пластинок 5 шт, - шипы Тенасулим, 12мм, - шипы Тенасулим, 15 мм, для использования с моторной системой. - 1 шт; <p>Аппарат, Моторная система с модулем централизованного управления, напряжение 100 -120/230 - 240 ВАС, 50/60 Нз, состоит из:</p> <p>Моторная система с модулем централизованного управления, сетевой шнур, педаль ножного переключателя, двухступенчатая, с пропорциональной функцией, Соединительный кабель, длина 100 см, - 1 шт.</p>
--	--

Главный врач КГП на ПХВ «Экибастузский роддом»

Исполнитель Игнарова Т.А телефон 8(7187)76-40-58



Бурагаева Т.Б

